

**MASSAGGIAPIEDI CE**

**MassaggiaPiedi**

**Riflessologia Plantare**  
BREVETTATO

## ***LA SALUTE COMINCIA DAI PIEDI***

Fin dai tempi più antichi, l'uomo ha imparato ad adoperare i suoi piedi per reggersi col corpo, ma poche persone hanno cercato di capire la struttura e l'importanza dei piedi.

Oggigiorno adoperiamo scarpe che ci aiutano a proteggere i nostri piedi, di conseguenza sono poche le possibilità di un contatto con la natura stessa.

Ai tempi della società agricola i contadini lavoravano a piedi nudi ed abbiamo constatato che erano più in salute rispetto a coloro che vivevano in città.

Ciò aiuta a confermare il fatto che quando i piedi vengono sottoposti a varie stimolazioni sul terreno si hanno molti vantaggi per la salute.

Perché diamo così importanza alla salute dei piedi?

Questo perché sulla pianta del piede vi sono varie zone che riflettono l'organismo interno.

Queste zone infatti si incrociano con dei punti nervosi che sono relazionati alle varie parti del corpo.

Stimolando le zone riflesse stimoliamo i nervi, permettendo così agli organi che non funzionano bene di ristabilirsi secondo la teoria della Riflessologia Plantare.

Per questo abbiamo inventato e migliorato ***"IL MASSAGGIATORE DELLA SALUTE"***.

Questa macchina si può applicare a qualsiasi parte del corpo. Affrontando la vita di tutti i giorni si può mantenere la salute del proprio corpo con un metodo naturale.

### **METODO D'USO**

- Si consiglia di adoperare l'apparecchio 2 o 3 volte al giorno per una durata di 10 – 20 minuti per volta (non superare la mezz'ora).
- Premendo l'interruttore apposito sul telecomando si può regolare l'intensità.

- **On / Off**
- **Timer**
  - 10 minuti
  - 15 minuti
  - 20 minuti

*Auto:* premendo questo tasto si avvierà un programma automatico di massaggio.

- **intensità di massaggio**
  - Fast* (veloce) – premendo il tasto si aumenta l'intensità.
  - Slow* (basso) – premendo il tasto si abbassa l'intensità





# Specifiche Tecniche

corrente	230VAC / 50 HZ
Consumo	250 VA
Dimensioni	l:45 cm; h 17 cm; W:37 cm
Peso	7,5 kg.


## Manutenzione:

Per permettere alla macchina di durare nel tempo si consiglia di tanto in tanto di ingrassare i pistoncini.

## REAZIONI DOPO L'USO DEL MASSAGGIATORE E COSE DA RICORDARE

1. Il dolore che si sente durante il processo di massaggio sta a significare che si sono toccati i punti più deboli. Si sono accumulati sedimenti nei vasi sanguigni i quali ostruiscono la circolazione. Se non si sente dolore significa che il corpo è in eccellente condizione.
2. Non usare prima di mezz'ora dopo i pasti.
3. Non aggiungere pressione nella stessa zona riflessa per più di 15 minuti.
4. Si sconsiglia l'uso di questa macchina alle donne in gravidanza.
5. Per le persone che soffrono di ipertensione e cardiopatici si consiglia l'uso di questa macchina a corti intervalli di tempo.
6. Per migliorare i risultati si consiglia di bere un bicchiere d'acqua prima e dopo l'uso.
7. Per le persone che pesano 100 kg e più si sconsiglia l'uso in posizione eretta.


# ZONE RIFLESSE




- **IMPOTENZA** – massaggiare la zona riflessa dei testicoli.
- **INFIAMMAZIONE DELL'UTERO / FIBROMA** – massaggiare le varie zone riflesse dell'utero, ovaie e ghiandole linfatiche.
- **ASMA SPASMODICA** – massaggiare le varie zone riflesse dei reni, uretere, vescica, paratiroide, polmoni e trachea e punti linfatici.
- **TOSSE** – massaggiare le varie zone riflesse dei polmoni e trachea, ghiandole linfatiche, paratiroide e surrenali.
- **ARTRITE** – 1.massaggiare le zone riflesse dei reni, uretere, vescica, stomaco e intestino; 2.massaggiare le giunture dei piedi e delle spalle.
- **GOTTA** – massaggiare le zone riflesse dei reni, uretere, vescica, surrenali e organi relativi.
- **REUMATISMI** – 1.massaggiare le zone riflesse dei reni, uretere, vescica, surrenali, paratiroide,vari organi del metabolismo; 2.massaggiare le zone riflesse delle giunture affette.
- **ECZEMA** – massaggiare le varie zone riflesse dei reni, uretere, vescica, surrenali e ghiandole. Paratiroidee.
- **MAL D'ORECCHIE** – (otite-ronzio) – massaggiare le varie zone riflesse delle orecchie, testa e punti linfatici.
- **MAL DI DENTI** – massaggiare la zona riflessa della mascella (su e giù)
- **DOLORE DI STOMACO E ULCERA GASTRICA** - massaggiare la zona riflessa dello stomaco
- **EPATITE** – massaggiare il duodeno e ghiandole linfatiche

- **DIABETE** – massaggiare la zona riflessa dello stomaco, del duodeno e della milza.
- **RENI** – massaggiare la zona riflessa dei reni, uretere, vescica e punti linfatici.
- **MAL DI TESTA** – massaggiare la zona riflessa della testa e punti linfatici.
- **DOLORI MUSCOLARI** – emicrania: massaggiare la zona riflessa delle tempie.
- **SCIATICA** – 1.massaggiare le varie zone riflesse dei reni, uretere, vescica; 2.massaggiare le varie zone riflesse delle giunture delle ginocchia.
- **INDURIMENTO DELLE ARTERIE** – massaggiare le varie zone riflesse dei reni, uretere, vescica e della testa.
- **IPERTENSIONE** – 1.massaggiare le varie zone riflesse dei reni, uretere, vescica e testa.
- **PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE SANGUIGNA** – massaggiare le zone riflesse del cuore, surrenali e ghiandole paratiroidi; 2. massaggiare le zone riflesse dei reni, uretere e vescica.

## ZONE RIFLESSE



# ZONE RIFLESSE



# ZONE RIFLESSE

