


# Reumo Air Massage Beauty

Manuale d'uso



## CONTENUTI:

Vi ringraziamo per l'ottima scelta nell'acquisto del Materassino massaggiante ad aria Reumo Air Massage Beauty.

Si prega di leggere attentamente il manuale per un utilizzo corretto e per preservare con cura questo meraviglioso articolo.

Struttura del materassino massaggiante pag. 3


Descrizione pulsantiera telecomando pag. 4

Caratteristiche pag. 5


Osservazioni pag. 6

Avvertenze pag. 7


Risoluzioni degli eventuali problemi pag. 8



## Struttura interna



## DESCRIZIONE TELECOMANDO



### 1. Accensione / spegnimento (on/off)

Premendo il tasto on/off si attiva la funzione automatica che lavora in sequenza sulle 5 zone del corpo seguendo un ciclo preimpostato.

### 2. Funzione manuale

Tenendo premuto questo tasto potrete accedere a 3 modalità di massaggio. In questo modo il massaggio automatico si bloccherà in corrispondenza di quello prescelto.

### 3. Funzione automatica

Premendo il tasto Auto si attiverà automaticamente il massaggio seguendo degli schemi preimpostati.

### 4. Tempo

Premendo il tasto Timer potrete selezionare il tempo di lavoro - 15 minuti e 30 minuti.


### 5. intensità

Premendo il tasto Intensity regolerete l'intensità di pressione su 3 livelli crescenti e decrescenti (+ / -).



## Funzioni e benefici

Questo materassino ad aria micro-computerizzato è stato progettato per simulare le tecniche di massaggio manuale effettuate dall'uomo. E' dotato di 10 modalità di massaggio: riscaldamento, torsione e modellamento del collo, rovesciamento laterale del corpo, correzione (raddrizzamento) del torace, spinta e torsione della vita, pressione alle gambe, picchiettamento. E' praticamente una combinazione tra la tecnica tradizionale cinese basata sui meridiani e il massaggio pneumocompressivo degli air bag i quali sviluppano massaggi muscolari

### 4 importanti funzioni



## Distinzione delle funzioni



1. compressione collo
2. Compressione spalle
3. Compressione dorso
4. Massaggio diagonale / laterale
5. Sollevamento glutei
6. Compressione gambe

## COME AGISCE

La compressione attuata dalle singole aree massaggianti sulle diverse zone del corpo, crea una leggera ischemia sanguigna nei punti della pressione, sia a livello muscolare che a livello fasciale.

Il successivo rilasciamento, graduale o "picchiettato" porta ad un maggiore afflusso di sangue relativo e quindi ad un'irrorazione maggiore.

Questo fenomeno favorisce il rilassamento muscolare e un più rapido smaltimento dei cataboliti che si vengono a creare dopo una contrazione muscolare ripetuta (attività sportiva o sforzo fisico in generale) o continua (posizioni assunte per più ore, per esempio di fronte al pc o alla guida).

Per questo motivo utilizzare il materassino massaggiante ad aria crea una gradevole e benefica sensazione di maggior elasticità e rilassamento muscolare. Inoltre, viste le diverse possibilità di durata e intensità dei programmi, è possibile ricevere un massaggio rilassante o, all'opposto, stimolante.

## PRECAUZIONI:

1. Evitare l'utilizzo di questo apparecchio se il vostro corpo è bagnato
2. Si consiglia di tenere lontano i bambini e le persone che non sono in grado mentalmente e motoricamente di accedere alle funzioni di questo apparecchio.
3. Indossare capi confortevoli adatti al massaggio — evitare il contatto dell'apparecchio con il corpo nudo.
4. Non indossare capi realizzati con materiali spessi durante il massaggio
5. Vi suggeriamo di legare i vostri capelli e togliere anelli, orecchini ecc.
6. Se il vostro apparecchio rimane inutilizzato per molto tempo vi consigliamo di testarlo prima del suo riutilizzo
7. E' consigliabile effettuare ogni sessione almeno 1 ora dopo i pasti

## PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

- Rimuovete sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso
- Tenere lontano da fonti di calore
- Si raccomanda di tenere sotto controllo particolarmente le persone disabili e anziane durante la sessione di massaggio
- Non utilizzare l'apparecchio se la presa o il cavo è danneggiato
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che i comandi siano spenti
- Si sconsiglia l'utilizzo a persone che soffrono di problemi cardiaci
- E' inoltre sconsigliato l'utilizzo a persone che hanno subito un intervento chirurgico o presentano delle ferite
- Evitate di manomettere l'apparecchio



A red rectangular border enclosing a series of horizontal gray lines, resembling a writing template. The lines are evenly spaced and extend across the width of the red box.

